MIK/BKT Provtagningsinstruktion miljöprover vid mastitproblematik

Provtagning – miljöprover vid mastitproblematik

UTFÖRANDE

För strö eller ströbädd

- Ta en 2-liters påse och vräng den över handen. Plocka representativt strö från flera olika delar av ströbädd eller strölager
- Förslut påsen
- Märk påsen med datum, SE-nummer och var i ströbädden/strölagret provet är taget
- Fyll i remiss och ange tydligt vilken frågeställning eller specifika bakterier som provet ska analyseras för. Laboratoriet väljer odlingsplattor utifrån frågeställning.

För mjölkningsutrustning, vattenkopppar mm

- Ta en kompress fuktad med vatten eller natriumklorid och torka av de delar av utrustningen som ska provtas. Alternativt ta en culturette och provta önskade ytor.
- Kompresser läggs i en plastpåse som försluts
- Märk påsen/culturetten med datum, SE-nummer och var provet är taget
- Fyll i remiss och ange tydligt vilken frågeställning eller specifika bakterier som provet ska analyseras för. Laboratoriet väljer odlingsplattor utifrån frågeställning.

För juverdukar

- Sänd in hela eller delar av juverdukar i plastpåse märkt med datum och SE-nummer
- Fyll i remiss och ange tydligt vilken frågeställning eller specifika bakterier som provet ska analyseras för. Laboratoriet väljer odlingsplattor utifrån frågeställning.

INSÄNDNING AV PROV

Lägg prov och remiss i ett vadderat förfrankerat SVA-kuvert och skicka med posten.

Skicka prov till
SVA
Avdelningen för mikrobiologi
751 89 UPPSALA

Vill du veta mer eller har du andra frågor om mastitpatogener?
Tveka inte att ringa eller e-posta oss!

Charlotta Fasth, Laboratorieveterinär
018-67 42 61, charlotta.fasth@sva.se

Susanne André, sektionschef
018- 67 42 71, susanne.andre@sva.se