

Trikiner - Provtagningsanvisningar

TRIKINER

Trikiner kan förekomma i muskulatur hos alla köttätande djur. I Sverige påvisas trikiner regelbundet hos vildsvin, varg, lodjur och räv. Enligt lagen skall kött från tamsvin, häst och vildsvin undersökas för trikiner innan det får säljas för konsumtion. I EU-kommissionens förordning 2075/2005 finns bestämmelserna för offentlig kontroll av trikiner i kött.

PROVMATERIAL

Trikiner finns endast i *tvärstrimmig muskulatur* och då bara i muskeltrådarna, alltså inte i fett, senor, hjärta, tungans hårda kärna eller andra organ som njure etc.

PROVMÄNGD

Tamsvin: minst 10gram (golfboll)

Prov tas i första hand från mellangärdets köttigaste del av fästet mot ryggsidan, annars som vildsvin. Om andra muskeldelar provtas än mellangärde, tas dubbel mängd (20gram).

Vildsvin: 25-50gram

Prov tas från: 1. frambenets grövre muskler (fläskläggen); 2. mellangärdets (diafragma) fäste mot ryggen, i de köttiga delarna eller 3. från bakre tungmuskulaturen (inte tungans främre hårda del). Finns inte dessa muskeldelar kvar kan dubbel mängd (50-100gram) muskulatur tas mellan revbenen eller från tuggmuskel.

Häst: 25-50gram

Prov tas från tuggmuskel eller bakre tungmuskulaturen (inte tungans främre hårda del). Finns inte dessa muskeldelar kvar kan dubbel mängd (50-100gram) tas från mellangärdet (diafragmapelaren).

Björn: 25-50gram

Prov tas från mellangärde, tuggmuskel eller bakre tungmuskulaturen. Finns inte dessa muskeldelar kvar kan dubbel mängd (50-100gram) muskulatur tas mellan revbenen eller från tuggmuskel.

Ovan angivna mängder är rent kött efter det att senor och fett rensats bort. Om trikiner påvisas vid undersökningen kommer allt material i den undersökningsomgången att ytterligare kontrolleras. Därför behöver vi rikligt med provmaterial.

Obs! Om köttet är/varit djupfryst tas dubbla angivna provmängder! Laboratoriet analyserar då dubbelt så mycket material.

UPPGIFTER

På remissen som bifogas skall följande anges: insändarens och fakturamottagarens namn, adress, telefon, personnummer/organisationsnummer, E-postadress. Alternativt anges kundnr hos SVA. Ange också djurslag, antal djur, provets/djurets märkning, typ av material samt om det varit fruset.

Remiss finns för utskrift på SVA:s hemsida, www.sva.se

FÖRPACKNING

Muskelbitarna förpackas i dubbla plastpåsar som märks så att prov från olika djur kan särskiljas (samma märkning anges på remissen). Använd gärna t ex en fryspåse med skrivruta eller märk med påsen med en vattenfast tuschpenna. Det är en fördel om man kan lägga lite tidningspapper/hushållspapper runt plastpåsen. Det väl förpackade provet/proven och remissen placeras lämpligen i ett vadderat kuvert (kan bl. a. köpas hos postens ombud).

OBS! Om flera prov skickas samtidigt från samma djurslag bör ändå endast en och samma remiss användas. Laboratoriet kan då föra in alla prov i samma uppdrag och kunden får *en* faktura. Om proven inte får plats i samma kuvert, skriv gärna avsändare tydligt på varje kuvert och ange på remissen hur många kuvert som skickats.

Skicka prov till:

SVA

Parasitologisk diagnostik

751 89 UPPSALA

FRÅGOR?

Det går bra att ringa eller skicka e-post om ni har frågor.

Telefon: 018 – 67 43 60

E-post: 4360@sva.se