

## MIK Provtagningsinstruktion fotröta

---

### Provtagning - fotröta hos får

För säker provtagning och för att undvika både falskt positiva och falskt negativa provsvar ska **prov enbart tas från djur med förändringar!**

För bästa resultat – ta prov från djur med grad 2.

#### Provtagning:

- Ta provet med e-svabb (kan beställas från SVA: 018-67 43 00, e-post [order@sva.se](mailto:order@sva.se), artikelnummer 633123)
- Undvik gödselkontaminerade klövar
- Ta provet från den nekrotiserande processen i klövspaltshuden vid övergången mot det mjuka hornet på klövhalvans innervägg:



Foto: Ulrika König, Gård & Djurbälsan

Märk e-svabben med djurid och PPN.

Skicka provet till laboratoriet omgående efter provtagning.

Vid positivt prov utförs virulensbestämning utan extra kostnad.

#### Skicka in provet:

Fyll i remissen [Fotröta får](#).

Lägg provet i en plastpåse med absorberande material

Lägg remiss och prov i ett vadderat SVA-kuvert och skicka in till

SVA  
Avdelningen för mikrobiologi  
751 89 Uppsala