

MIK/MDS Provtagningsanvisning: Kattögonpaket

KATTÖGONPAKETET

I kattögonpaketet används PCR för påvisande av Felint herpesvirus (FHV-1), *Chlamydia* samt *Mycoplasma felis*.

Provet tas helst med en liten E-svabb (ESwab, Copan Innovation Ltd, Brescia, Italy) eller, om sådan saknas, med en torr steril provtagningspinne. En provtagningspinne räcker för samtliga undersökningar i paketet. Fyra provtagningsställen bör svabbas med samma svabb/pinne för att öka möjligheten att få med agens vid provtagningen; ögon och därefter oropharynx, tunga samt nos.

Provtagning bör ske i ett så tidigt skede som möjligt i sjukdomsförloppet.

Om steril provtagningspinne använts så sänds den in i ett torrt, sterilt rör, till exempel ett mjölkkrör.