

Provtagningsinstruktion - Kattsnuvepaket

I kattsnuvepaketet används PCR för påvisande av Felint calicivirus (FCV), *Bordetella bronchiseptica*, Felint herpesvirus (FHV-1), *Chlamydia* och *Mycoplasma felis*.

Provet tas helst med en liten E-svabb (ESwab, Copan Innovation Ltd, Brescia, Italy) eller, om sådan saknas, med en torr steril provtagningspinne. En provtagningspinne räcker för samtliga undersökningar i paketet.

Fyra provtagningsställen bör svabbas med samma svabb/pinne för att öka möjligheten att få med agens vid provtagningen; oropharynx, tunga och nos samt ögon.

Provtagning bör ske i ett så tidigt skede som möjligt i sjukdomsförloppet.

Om steril provtagningspinne använts så sänds den i ett torrt, sterilt rör, till exempel ett mjölkkrör.