

SUB, Provtagningsinstruktion för TJUR

Anvisningar för uttagande av sköljprov från TJUR för serologisk undersökning på *Campylobacter fetus* samt odling av *Tritrichomonas foetus*.

Från SVA tillhandahållna tillbehör:

För gemensam provtagning:

1 st 100 mL engångsspruta med adapter för kanyl

1 st polyetylen slang (ca 20cm) i plastpåse

För *Campylobacter fetus*:

1 rör med 9 mL Landers transportmedium art.nr.321690/9

1 flaska med 100 mL PBS 0,01M pH 7,4 art.nr.302815/100 (sköljvätskan)

För *Tritrichomonas foetus*

1 flaska med Transportmedium för tritrichomonas buljong modifierad art.nr.321642/40

1 mL antibiotikalösning PeSt art.nr.321641-1

För återsändning till SVA:

1 st etikett "Förvaras i rumstemperatur" att klistra utanpå returförskickelsen.

Nödvändiga ej utsända utensilier:

Liten spruta (2-5mL) med kanyl för att överföra antibiotikalösningen till tritrichomonas-substratet.

Kanyl (Luer) för överföring av sköljprovet till respektive transportmedium.

Utförande:

- Värm sköljvätskan till kroppstemperatur.
- Ta bort kanyladaptern och spar den, montera polyetylen slangen på sprutan.
- Tvätta preputialöppningen, torka väl med papper.
- Sug upp 50 mL sköljvätska i sprutan.
- För in plastslangen i preputiet, knip om förhud och slang, **håll kvar greppet** och spruta in sköljvätskan.
- Massera kraftigt 1 – 2 minuter.
- Sug tillbaka sköljvätskan i sprutan. Ibland kan slangen behövas dras ut något eftersom den lätt kan sugas fast mot slemhinnan.
- Dra upp 1 mL antibiotikalösningen i en liten spruta och spruta in i flaskan med transportmedium för tritrichomonas. Lämna kanylen kvar i flaskan.
- Sätt adaptern på sprutan med sköljvätskan och fyll först upp röret som innehåller transportmedium för campylobacter. **Fyll ända upp** och sätt på korken.
- Fyll sedan cirka 10 mL sköljvätskan i flaskan med Transportmedium för tritrichomonas genom den kvarlämnade kanylen.

Vid provtagning av både C. fetus och T. foetus ska campylobacterprovtagningen göras först.

SUB, Provtagningsinstruktion för TJUR

Proverna skickas till: SVA, Avdelning för mikrobiologi, 751 89 Uppsala.

Fyll i följesedel fullständigt. Anteckna djurets nummer på Landers-röret och flaskans etikett (vid eventuella dubbelnumreringar i besättningen även namnet).

Provtagningsrör och pinne läggs i anslutning till användandet omedelbart i vatten.

De använda och rengjorda metallrören avtorkas och tillsammans med de uttagna proven sänds omgående till SVA. Adresskort medföljer.

Observera att *Trichomonas foetus*. prover INTE får KYLAS utan istället skyddas mot kyla!

Glöm inte att sätta etiketten "Förvaras i rumstemperatur" på paketet!

Vid förfrågningar ring växel SVA 018-674000.

Frågor angående *Campylobacter fetus* besvaras av sektionen för Bakteriologi,

frågor angående *Trichomonas foetus* besvaras av sektionen för Parasitologi och

frågor angående tillbehör och transportmedier besvaras av sektionen för Substratproduktion .