

PAR Provtagningsinstruktion: träckprov hund och katt

TRÄCKPROV

Träckprov bör tas färskt och skickas till SVA helst samma dag, undantag för analys avseende lungmask, se nedan. Om provet tas en fredag bör det förvaras i kylskåp (ej i frys) över veckoslutet innan det skickas till SVA. Prov från katt för PCR avseende *Tritrichomonas foetus* kan analyseras även om provet har varit djupfryst.

Hund

Håll hunden kopplad och under strikt uppsikt under 1-2 dygn innan provtagning, sätt eventuellt på munkorg under promenader. Detta är mycket viktigt för att undvika att hunden äter avföring från andra djur (kan ge felaktiga resultat).

- Ta cirka 0,5 deciliter färsk avföring och förpacka i plastpåse eller tätslutande burk som märks på utsidan med hundens namn. Evakuera så mycket luft som möjligt innan påsen försluts. Rör rekommenderas inte pga mängden prov ofta blir för liten.
- Lägg påsen/burken i ytterligare en plastpåse tillsammans med något absorberande, t ex hushållspapper. Förslut.
- Lägg prov och ifylld remiss/följesedel i vadderat kuvert.

För analys av lungmask och/eller fransk hjärtmask tas träckprov tre dagar i följd. Det går bra att skicka prov från flera tillfällen även för andra analyser. Den totala mängden för vara minst 0,5 dl. Skicka prov i början av veckan så att det anländer till SVA senast torsdag.

Samlingsanalyser kan vara aktuellt i valpkullar för till exempel analys avseende spolmask. För att få bästa resultat då tas individuella prov. På remiss/följebrev skrivs tydligt att proven ska analyseras tillsammans, max 3 individer per samlingsprov. På laboratoriet vägs sedan lika mycket träck upp från vart och ett av de tre proven. Analys för påvisande av *Giardia* med immuno fluorescens-teknik kan dock inte utföras som samlingsanalys eftersom väldigt lite material används och alla individer då inte kommer att bli representerade. Om samlingsanalys önskas för *Giardia*, välj då analysen flotation med zinksulfat.

Katt

Håll katten inne under 1 dygn innan provtagning för att undvika att katten äter gnagare, fåglar etc. vilka kan ha parasiter (kan ge felaktiga resultat).

- Ta cirka 2 matskedar färsk avföring och förpacka i plastpåse eller tätslutande burk som märks på utsidan med kattens namn. Undvik i möjligaste mån att få med kattsand. Evakuera så mycket luft som möjligt innan påsen försluts. Rör rekommenderas inte pga mängden prov ofta blir för liten.
- Lägg påsen/burken i ytterligare en plastpåse tillsammans med något absorberande, t ex hushållspapper. Förslut.
- Lägg prov och ifylld remiss/följesedel i vadderat kuvert.

För analys av lungmask tas träckprov tre dagar i följd. Det går bra att skicka prov från flera tillfällen även för andra analyser. Den totala mängden för vara minst 0,5 dl. Skicka prov i början av veckan så att det anländer till SVA senast torsdag.

Samlingsprov kan vara aktuellt i en kull med kattungar för till exempel analys avseende spolmask. Ta då individuella prov och skriv tydligt på följebrevet/remissen att proven ska analyseras tillsammans, max 3 individer per samlingsprov. På laboratoriet vägs sedan lika mycket träck upp från vart och ett av de tre proven.

Observera att samlingsprov med prov från flera individer inte kan användas vid frågeställning *Giardia* (immunofluorescens) eller *Tritrichomonas foetus* (PCR). Om samlingsanalys önskas för *Giardia*, välj då analysen flotation med zinksulfat.