

Provtagningsinstruktion Ekvint arteritvirus (EAV) sperma

- PCR-analys ska utföras på råsperma. Pre-ejakulat är inte ett accepterat provmaterial.
 - Samla 1-2 ml (minimum 0,4 ml) råsperma i ett tätslutande provrör.
 - Provet skickas tillsammans med kylklamp och ska anlända till labbet inom 48 timmar.
 - Om transporten beräknas ta längre tid kan provet skickas med torr-is.
 - Ett prov som inte kan skickas omgående ska förvaras fryst inför transport.
-
- Var noggrann med att förpacka proverna korrekt (se [Packa ditt prov](http://www.sva.se) på www.sva.se)