

PAR Provtagningsanvisning: träckprov idisslare

TRÄCKPROV IDISSLARE

Träckprov bör tas färskt och skickas till SVA helst samma dag. Träckprov kan förvaras i kylskåp (ej i frys) över ett veckoslut innan provet skickas till SVA. Förpacka proven väl så att de inte kan läcka. Använd dubbla plastpåsar med absorberande material emellan.

Nöt

Provta helst flera djur i gruppen. För undersökning av endast mag- och tarmparasiter behövs cirka 0,5 dl träck. Undersökning för stor leverflundra kräver 1 deciliter träck. Om även lungmask ska undersökas behövs cirka 3 deciliter träck totalt.

Proverna kan analyseras individuellt eller som samlingsprov om max tre individer. Om prov skall analyseras tillsammans är det en fördel om individuella prov ändå skickas till laboratoriet med uppgift om att de skall analyseras som samlingsprov, max 3 individer per analys. På laboratoriet vägs då lika mycket träck upp från vart och ett av de tre proven.

Får och get

Provta helst flera djur i gruppen. För undersökning av endast mag- och tarmparasiter behövs cirka 20 träckkulor. Om även lungmask ska undersökas behövs ytterligare 20 träckkulor.

Proverna kan analyseras individuellt eller som samlingsprov om max tre individer. Om prov skall analyseras tillsammans är det en fördel om individuella prov ändå skickas till laboratoriet med uppgift om att de skall analyseras som samlingsprov, max 3 individer per analys. På laboratoriet vägs då lika mycket träck upp från vart och ett av de tre proven.

För gårdar som är intresserade av systematisk provtagning finns möjlighet att delta i ett övervakningsprogram med provtagning och rådgivning 1-3 gånger årligen. Till Övervakning av parasiter i fårbesättning finns en särskild remiss. Övervakningsremissen kan även användas av getbesättningar.